



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
<b>Nombre:</b>	Bata quirúrgica desechable estéril.
<b>Marca:</b>	Cranberry.
<b>Material:</b>	Bata de tela no tejida SMS grado médico, capas polímeros de polipropileno, puño de tela blanco
<b>Color:</b>	Celeste.
<b>Tallas:</b>	M / L / XL.
<b>Presentación:</b>	Unidad en bolsa individual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<b>Función:</b>	Elemento de protección indicado para uso en procedimientos quirúrgicos. Por su característica de bata estéril se usa en todas las especialidades quirúrgicas en ambiente aséptico. El gramaje de SMS correspondiente a las batas quirúrgicas es de 40 grs / m <sup>2</sup> . Excelente resistencia química y física. Esta bata cubre el tórax anterior y posterior (incluye espalda), brazos y pierna casi completa.
<b>Libre de látex:</b>	Sí.
<b>Estéril:</b>	Sí, en óxido de etileno.
<b>Tamaño:</b>	Ver información corporativa.
<b>Vigencia:</b>	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.
<b>Almacenamiento:</b>	En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C.
<b>Uso:</b>	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
<b>Suave:</b>	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>	<b>Resistente:</b>	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>
<b>Hipoalergénico:</b>	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>	<b>Respirable:</b>	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>
		<b>Adaptable:</b>	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>
		<b>Impermeable:</b>	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>

- Resistencia a la penetración microbiana en condiciones de ambiente seco y húmedo.
- Pureza - microbiológica y de partículas al ser un insumo sometido a óxido de etileno
- Resistencia a la penetración de líquidos, característica del tejido SMS es ser impermeable (capa Spunbond le da esa cualidad).
- Empaque: 1 bata más dos paños envueltos en plástico. Empaque secundario: sobre con una cara transparente y la otra de papel grado médico debidamente sellado para asegurar esterilidad e inviolabilidad.
- Para mayor información sobre SMS leer **anexo 10**.

PROPIEDADES FÍSICAS			
Código	Ancho (cm)	Largo (mt)	Peso (gr)
AABAQUEM	76 ± 1	1,25 ± 0,05	99 ± 1
AABAQUIL	78 ± 1	1,40 ± 0,05	112 ± 1
AABAQUXL	82 ± 1	1,45 ± 0,05	225 ± 1

CERTIFICACIONES
Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:
- ISO 13485 - 2012.
- Latex Free Certificate.
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.

INFORMACIÓN CORPORATIVA		
PRESENTACIONES	CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO CONVENIO MARCO
Unidad en bolsa individual talla M.	AABAQUEM	1299931
Unidad en bolsa individual talla L.	AABAQUIL	1299930
Unidad en bolsa individual talla XL.	AABAQUXL	1299932