

# Conéctate con tu salud



Transfiere los resultados de tus glicemias a tu teléfono o tablet vía Bluetooth®, o por cable USB a tu computador.



Seguimiento online  
de tus glicemias



No más diarios  
manuales



Todo en  
un botón



Indicador de  
rango deseado

# Las ideas simples son las más inteligentes

## Una muestra más pequeña

Solo basta una pequeña gota de sangre para obtener su resultado.



## Sincronización automática

Los datos se pueden transferir por cable o de forma inalámbrica por Bluetooth®.



## Conectividad

El paciente puede compartir los valores con su equipo médico de manera remota.



## Navega con un solo botón

Acceda al último registro de glicemia y sus promedios (7, 30 y 90 días) utilizando tan solo un botón.



## Indicador de rango por color

Los valores de glicemia se muestran de manera gráfica e intuitiva.



## No necesita configuración

Inserte la tira reactiva, aplique una pequeña muestra de sangre y obtenga el resultado de su glicemia en menos de 4 segundos.

## Especificaciones Técnicas

<b>Volumen de sangre</b>	0,6 µL	<b>Tipo de muestra</b>	Capilar, venosa, arterial y neonatal	<b>Indicador de rango deseado</b>	Escala con configuración predeterminada (personalizable)
<b>Tiempo de respuesta</b>	Menos de 4 segundos	<b>Tipo de batería</b>	2 pilas (Litio 3V; CR2032)	<b>Temperatura de funcionamiento</b>	+4°C a +45°C
<b>Rango de resultado</b>	10-600 mg/dL	<b>Duración de la batería</b>	Entre 750 y 1000 mediciones	<b>Humedad de funcionamiento</b>	Entre 10% y 90%
<b>Promedio de glicemias</b>	7, 30 y 90 días	<b>Apagado automático</b>	90 segundos después de realizar una medición, 15 segundos después de que se remueve la tira o 5 segundos después de ver el último resultado en pantalla	<b>Altitud de funcionamiento</b>	0 a 3.094 metros sobre el nivel del mar
<b>Memoria</b>	Capacidad de almacenamiento de 720 resultados	<b>Conectividad</b>	USB / Bluetooth® de baja energía inalámbrico	<b>Tamaño del medidor</b>	77,1 x 48,6 x 15,3 (Largo x Ancho x Alto)
<b>Principio de medición</b>	FAD - Glucosa Deshidrogenasa			<b>Presentación de tiras reactivas</b>	Accu-Chek® Instant x 50 tiras reactivas Accu-Chek® Instant x 25 tiras reactivas

