



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
<b>Nombre:</b>	Tela adhesiva plástica transparente macroporosa.
<b>Marca:</b>	Cranberry.
<b>Material:</b>	Polietileno de baja densidad (LDPE). Para mayor información sobre polietileno ver <b>anexo 11, punto N°4.</b>
<b>Color:</b>	Blanco, transparente.
<b>Tallas:</b>	Ver propiedades físicas.
<b>Presentación:</b>	Caja x 12 unidades / Caja x 6 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<b>Función:</b>	La tela adhesiva es un insumo médico desechable de polietileno de baja densidad, macroporosa y transparente. Su función consiste en fijar apósitos, vías endovenosas, tubos orotraqueales, torácicos o abdominales. Posee un adhesivo sintético muy efectivo que no daña la piel al retirarlo.
<b>Libre de látex:</b>	Sí. <b>Estéril:</b> No.
<b>Tamaño:</b>	Ver propiedades físicas.
<b>Vigencia:</b>	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.
<b>Almacenamiento:</b>	En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C.
<b>Uso:</b>	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
<b>Suave:</b>	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>	<b>Resistente:</b>	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>
<b>Hipoalergénico:</b>	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>	<b>Respirable:</b>	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>
		<b>Adaptable:</b>	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>
		<b>Impermeable:</b>	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>

- La tela adhesiva es un plástico termoconformado. Calificado como un plástico seguro en el mercado nacional.
- Se caracteriza por su óptima adherencia, fácil de remover y seguro de aplicar.

PROPIEDADES FÍSICAS						
Código	Ancho (cm)	Largo (mt)	Espesor	Peso (gr)	Diámetro	Otra
ARTEPLA2	2,5 ± 0,1	9	1,413 ± 0,15	5	No aplica	No
ARTEPLA5	5 ± 0,1	9	1,413 ± 0,15	8	No aplica	No

CERTIFICACIONES
Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:
- ISO 9001 - 2008.
- ISO 13485 - 2012.

INFORMACIÓN CORPORATIVA		
PRESENTACIONES	CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO CONVENIO MARCO
Caja x 12 unidades 2,5 cm x 9 mt.	AATEPLA2	1347164
Caja x 6 unidades 5 cm x 9 mt.	AATEPLA5	1347166

Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl  
Tel: (2) 24 89 7000

Importado por  
REUTTER S.A.  
www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba  
Santiago de Chile.