


IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO		
	<b>Nombre</b>	Cánula Yankauer con tubo de aspiración
	<b>Función</b>	Cánula para succión de fluidos con control de aspiración. Con punta redondeada evita trauma del tejido. Tubo con paredes fuertes brindan seguridad y resistencia a colapsar en presencia de altas presiones de vacío.
	<b>Talla</b>	Única
	<b>Presentación</b>	Empaque con 1 cánula y 1 tubo de aspiración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
<b>Libre de látex</b>	Si	<b>Estéril</b>	Si, por Óxido de etileno (EO)
<b>Material</b>	PVC grado médico		
<b>Duración</b>	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
<b>Tamaño</b>	Cánula 26 cms, tubo de aspiración largo 1,8 mt.		
<b>Almacenamiento</b>	En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C.		
<b>Uso</b>	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					
<b>Suave</b>	Si	<b>Resistente</b>	Si	<b>Hipoalergénico</b>	Si

CERTIFICACIONES		
CE	ISO 13485:2016	

