

CAJA PLÁSTICA PARA ELEMENTOS CORTOPUNZANTE

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	CAJA PLÁSTICA PARA ELEMENTOS CORTOPUNZANTE
Marca:	Nascare Medical.
Material:	Polipropileno
Color:	Amarillo - rojo (manillas)
Presentación:	Unidades individuales.



+++++

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Los contenedores plásticos para eliminar material cortopunzante permiten minimizar el riesgo de contagio con diversos virus como el virus del SIDA (V.I.H.) y el de la HEPATITIS, entre otros, los que pueden transmitirse por medio de cortes o pinchazos con objetos cortopunzantes contaminados con sangre u otros fluidos corporales.
Resistencia:	40 grados C y 24 kg
Tamaño:	1 litro: 10,5 x 8 x 18 cm 3 litros: 20 x 16 x 12 cm 4.6 litros 22x24x8 cm 5 litros: 24,5 x 20 x 16 cm 10 litros: 26x38x15cm 15 litros : 33x28x22cm
Estéril:	No.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.
Uso:	Un solo uso.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de cierre final inviolable, para ser desechada en incineradores autorizados.
- Manilla para transporte de polipropileno rígido.
- Estructura de bordes redondeados, exenta de bordes filosos, para seguridad en el manejo.
- Contenedor de polipropileno rígido color amarillo, según exigencias de normas REAS.
- Cierre de seguridad inviolable que engancha con la tapa del contenedor.
- Tapa de polipropileno transparente rígido, para observar fácilmente el nivel de llenado del contenedor, con sistema luer lock rojo.

CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- CE 0123 - Conformidad Europea.
- ISO 9001: 2008.
- FDA.

Contáctenos:

