

# VENDAS ADHESIVAS

## Curaplast Clásica y Spot



### DESCRIPCIÓN

**Vendas Adhesivas Clásica y Spot** están confeccionadas con tela flexible, impermeable, microperforada, permitiendo la ventilación de la piel, tienen un adecuado nivel de adhesividad y una compresa de gasa antiadherente.

Vendas Adhesivas Clásica y Spot poseen una tela suave y absorbente que no se pega a la herida. Permanecen adheridas por más tiempo, ya que su avanzado adhesivo es resistente al agua y a la humedad. Son productos estériles.

### → INSTRUCCIONES DE USO

**Vendas Adhesivas** están indicada para ser utilizada en pequeñas cortaduras, posterior a la inoculación de vacunas y extracciones de sangre. Coloque la Venda Adhesiva sobre al piel limpia, seca y desinfectada, adhiera la venda con cuidado de no ensuciar o tocar la parte adhesiva.

### → PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Uso Externo.  
Libre de Látex.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

## VENDAS ADHESIVAS

Curaplast Clásica y Spot

### → ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Venda Adhesiva Clásica</b>	
Tamaño	7,5 x 2 cm
Color	Piel
Tela	Flexible y microperforada
Apósito	Color blanco de 2,5 x 1,5 cm
<b>Venda Adhesiva Spot (Redonda)</b>	
Tamaño	2,5 cm diámetro +/- 0,1 cm
Color	Piel
Tela	Flexible y microperforada
Apósito	Color blanco de 1 x 1 cm +/- 0,1 cm

### → PRESENTACIÓN COMERCIAL

<b>Presentación</b>	<b>Código Producto Terminado (PT)</b>	<b>Unidad de Venta</b>
Venda Adhesiva <b>Clásica 100 unidades</b>	2400267	11 unidades por caja
Venda Adhesiva <b>Spot 100 unidades</b>	2400548	11 unidades por caja