


IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
	
Nombre	Kit Quirúrgico Tercer Molar
Función	Producto desechable para ser utilizado en procedimientos dentales.
Talla	Única
Presentación	Pack individual en bolsa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Contenido	<ul style="list-style-type: none"> • 2 campo 80 x 80 cms • 1 campo 80 x 80 cms con fenestración 10 x 10 cms con adhesivo
Libre de látex	Si
Estéril	Si, por Óxido de etileno (EO)
Duración	3 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.
Almacenamiento	En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C.
Uso	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					
Suave	Si	Resistente	Si	Adaptable	Si
Hipoalergénico	Si	Respirable	Si	Impermeable	Si

CERTIFICACIONES	
CE 0123	

